

(IT)

## Il sistema Ena Matrix comprende:

- Matrici sezionali "THIN" 35 micron, disponibili nelle seguenti misure: Small per pedodonzia; Medium and Large per restauri sopra gengiva; Subgingival per restauri che interessano l'area sub-gengivale
- Cunei in legno anatomici, codificati per colore, disponibili in 4 misure: extra small (orange); small (white); medium (pink); large (violet)  
Questi accessori sono disponibili separatamente.
- Anelli in Ni-Ti disponibili in due misure: per molari (nero); per premolari e pedodonzia (rosso)
- Anelli in acciaio inossidabile (alternativi ad anelli in Ni-Ti)
- Pinze per anelli

## Indicazioni

Restauri di classe II, per facilitare il contorno dei materiali da restauro.

## Avvertenze

- Utilizzare sempre una diga di gomma per evitare che il paziente possa inalare o ingerire i pezzi.
- Gli articoli di consumo (cunei, matrici) sono monouso
- Per garantire la completa sterilità, autoclavare gli anelli e le pinze prima dell'uso (134°C minimo 3 minuti).

## Istruzioni per l'uso

- A. Prendere la matrice con delle pinzette.
- B. Posizionare la matrice interprossimalmente, sulla preparazione.
- C. Tenere il dito indice sulla matrice per evitarne il movimento. Chiedere all'assistente di prendere un cuneo della misura adatta con una pinzetta. Inserire il cuneo dal lato vestibolare e spingerlo fino in fondo.
- D. Chiedete all'assistente di passarvi l'anello già inserito nelle pinze con il blocco aperto. **NON AFFRETTATEVI!** Utilizzando un dito per stabilizzare le pinze, molto lentamente posizionare l'anello in modo che blocchi il cuneo, assicurandosi che sia a diretto contatto con lo stesso senza che possa ulteriormente muoversi in senso apicale.

## Note

Le punte delle alette dell'anello devono essere vicine al margine gengivale e lo slot dell'anello a contatto con il cuneo. Qualche volta è meglio posizionare l'anello distalmente: un esempio è una cavità "MOD" o una "DO".