

## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio

### 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETA' / IMPRESA

**1.1 Identificazione della sostanza o del preparato:** Dsx Medic 365 **Lubrificante sintetico e preservativo**  
(codice prodotto: A001-6015X)

**1.2 Uso della sostanza / del preparato:** Miscuglio di particelle lubrificanti di fluoropolimero

**1.3 Identificazione della Società / dell'impresa:** (Fabbricante)  
American Orthodontics  
1714 Cambridge Ave  
Sheboygan Wisconsin 53081

(Distributore)  
Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi 83  
16036 Avegno (GE) -Italy  
Telefono: +39. 0185. 7887870 fax +39. 0185. 7887970

**1.4 Numero telefonico di chiamata urgente:** Telefono: 001 (920) 457-5051

### 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

**Pericoli più importanti:** Nessuno

**Pericoli fisico-chimici:** Nessuno

**Pericoli per la salute umana:** Possibile irritazione agli occhi e alle mucose.

**Occhi:** Irritazione e rossore.

**Pelle:** Nessuno

**Inalazione:** Nessuno

**Ingestione:** Nessuno

**Segni e sintomi di sovraesposizione:** Nessuno

**Effetti cronici:** Nessuno

**Pericoli per l'ambiente:** Nessuno

### 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

**3.1 Componenti principali:** Fluoropolimero

<b>3.2 Componenti pericolosi:</b>	Nome Comune del componente	Numero CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV
	Ottil Fenossi polietossi etanolo	9002-93-1	ND	ND
	Fluoropolimero	9002-64	ND	ND
	Glicol propilene	57-56-6	ND	ND
	Sorbitan (EO glicole)- Monolaurato	9005-64-5	ND	ND

### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

**Misure da adottare in caso di:**

- **Contatto con occhi:** Sciacquare con acqua.

- **Contatto con pelle:** Pulirsi e lavarsi con acqua.

- **Inalazione:** NA

- **Ingestione:** Consultare un medico, se necessario.

## 5. MISURE ANTINCENDIO

Informazioni generali:	NA
Mezzi di estinzione idonei:	NA
Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza:	NA
Pericoli di esposizione alla sostanza / preparato, ai prodotti della combustione o ai gas prodotti:	NA
Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi:	Nessuno

## 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni individuali:	NA
Precauzioni ambientali:	NA
Metodi di bonifica:	Pulire l'area contaminata.

## 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Manipolazione:	NA
7.2 Immagazzinamento:	Impedire il congelamento
7.3 Usi particolari:	NA

## 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Valori limite per l'esposizione:	Vedere sezione 3.2
8.2 Controllo dell'esposizione:	
8.2.1 Controllo dell'esposizione professionale:	
8.2.1.a Protezione respiratoria:	NA
8.2.1.b Protezione delle mani:	NA
8.2.1.c Protezione degli occhi:	Si raccomanda l'utilizzo di occhiali di protezione.
8.2.1.d Protezione della pelle:	NA
8.2.1.e Ventilazione:	Ventilare meccanicamente l'ambiente.
8.2.2 Controllo dell'esposizione ambientale:	<u>Misure generali di lavoro e di igiene:</u> Seguire le procedure di sicurezza standard di laboratorio.

## 9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni generali:			
Stato fisico:	Liquido		
Colore:	Bianco		
Odore:	Odore leggero		
9.2 Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente:			
pH:	NA	Densità relativa:	NA
Punto/intervallo di ebollizione:	>100°C	Solubilità:	Solubile al 90%
Punto di infiammabilità:	NA	Idrosolubilità:	NA
Infiammabilità (solidi, gas):	NA	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	NA
Proprietà esplosive:	NA	Viscosità:	NA
Proprietà comburenti:	NA	Densità di vapore:	NA

Legenda: NA = non applicabile; ND = informazione non disponibile

<b>Pressione vapore:</b>	NA	<b>Velocità di evaporazione:</b>	NA
<b>Gravità specifica:</b>	1.1		
<b>9.3 Altre informazioni:</b>			
<b>Miscibilità:</b>	NA	<b>Punto/intervallo di fusione:</b>	NA
<b>Liposolubilità</b> (solvente o grasso da precisare):	NA	<b>Gruppo di gas:</b>	NA
<b>Conducibilità:</b>	NA	<b>Temperatura di autoinfiammabilità</b>	NA

## 10. STABILITA' E REATTIVITA'

<b>10.1 Condizioni da evitare:</b>	Prodotto stabile, evitare il congelamento.
<b>10.2 Materie da evitare:</b>	NA
<b>10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi:</b>	NA

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Effetti immediati dovuti a:

<b>11.1.1 Contatto con la pelle/occhi:</b>	Irritazione e rossori agli occhi e delle mucose.
<b>11.1.2 Inalazione:</b>	NA
<b>11.1.3 Ingestione:</b>	NA

### 11.2 Effetti ritardati dovuti a:

<b>11.2.1 Contatto con la pelle/occhi:</b>	NA
<b>11.2.2 Inalazione:</b>	NA
<b>11.2.3 Ingestione:</b>	NA

### 11.3 Effetti cronici dovuti a:

Non conosciuti.

<b>11.3.1 Contatto con la pelle/occhi:</b>	NA
<b>11.3.2 Inalazione:</b>	NA
<b>11.3.3 Ingestione:</b>	NA

### 11.4 Effetti sensibilizzanti:

NA

### 11.5 Cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione:

NA

### Ulteriori dati tossicologici:

NA

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

<b>12.1 Ecotossicità:</b>	ND
<b>12.2 Mobilità:</b>	ND
<b>12.3 Persistenza e degradabilità:</b>	ND
<b>12.4 Potenziale di bioaccumulo:</b>	ND
<b>12.5 Risultati della valutazione PBT</b>	ND
<b>12.6 Altri effetti nocivi:</b>	ND

### 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Consigli:	Lo smaltimento di questo prodotto deve essere conforme alle disposizioni locali e statali.
Catalogo europeo dei rifiuti	NA
Imballaggi non puliti: Consigli:	NA
Detergente consigliato:	NA

### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

	Nessuna
14.1 Via mare (IMDG):	NA
14.2 Via strada (ADR):	NA
14.3 Via ferrovia (RID):	NA
14.4 Via aria (ICAO / IATA):	NA

### 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione secondo le direttive CEE:	NA
Classificazione specifica di determinati preparati:	NA
Istruzione tecnica aria:	NA

### 16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1 Elenco delle frasi R pertinenti:	NA
16.2 Indicazioni sull'addestramento:	NA
16.3 Restrizioni d'uso raccomandate:	Uso professionale
16.4 Ulteriori informazioni:	NA
16.5 Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda	Le informazioni e le raccomandazioni qui contenute sono date in buona fede e sono corrette, riportate sulla base delle nostre conoscenze attuali. American Orthodontics, tuttavia, non da garanzia, esplicita ed implicita, circa la completezza dei dati. Devono essere sempre osservate ragionevoli misure di sicurezza.
16.6 Eventuali modifiche rispetto la versione precedente:	Aggiornamento codice prodotto
16.7 Scheda rilasciata da:	Micerium S.p.a., sulla base delle informazioni ricevute dal Produttore American Orthodontics.