


SEGHETTO ELETTRICO PX901A

Sezionamento di precisione più facile,
più veloce e sicuro

INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230 V, 50 Hz
Assorbimento	100 watt
Base	20 x 42 cm
Altezza	34 cm
Peso	10 Kg
Diametro Lama	8 cm (foro 1,6 cm)
Spessore Lama	0,2 mm



Ref	Descrizione	Q.tà
PX901A	SEGHETTO ELETTRICO PER MONCONI con morsa orientabile e supporto per perni	1 pz
ASX1000	Aspiratore esterno per seghetto e rifinitore	1 pz
PX903	Supporto per Accutrac	1 pz
PX904	Lama dentellata per seghetto elettrico	1 pz
PX905	Supporto per Tricodent	1 pz
PX905A	Supporto per Model Tray	1 pz
PX906	Morsa orientabile (base per supporti)	1 pz
PX907	Supporto per Dowel Pins, Pindex ed altri sistemi con perni	1 pz